

Date d'édition : 12.05.2026

Ref : EWTSOCLA23

CLA 23 Mannequin enfant pour formation aux soins infirmiers

Grandeur nature, enfant de 3 ans environ, soit une taille de 90 cm et un poids de 6 kg



Avec ce mannequin réaliste, les aides soignants et infirmiers spécialisés en pédiatrie disposent d'un outil polyvalent qui leur permet un grand nombre d'exercices en leur offrant la possibilité de s'entraîner à la dispense de nombreux soins.

Le mannequin en matières plastiques dispose désormais de nouveaux mécanismes articulaires qui permettent d'exécuter presque tous les mouvements naturels.

Il est ainsi possible d'effectuer tous les exercices et toutes les opérations de soins dans des conditions extrêmement proches de celles qui se présentent dans la réalité.

Grâce à la possibilité d'échanger la paroi thoracique et abdominale, le mannequin enfant peut être utilisé tant pour l'anatomie féminine que masculine.

Les parois abdominales proposées présentent différents points d'application pour s'entraîner à la réalisation d'injections s.c. et à la dispense de soins de plaies opératoires (paroi abdominale féminine - Plaie après appendicectomie; paroi abdominale masculine - Plaie après opération d'une hernie hiatale).

Les bras et les cuisses sont pourvus de coussins pour injections.

Le bras droit peut être échangé contre un bras pour injections i.v.

Les parois abdominales comprennent

- une stomie
- des orifices pour GPE et pour ponction vésicale sus pubienne.

Exercices possibles sur le mannequin enfant pour formation aux soins infirmiers CLA

Soins généraux pratiqués

- Habillage/déshabillage
- Hygiène corporelle: soins quotidiens
- Manipulation sécurisée : mouvoir, coucher et positionner le patient
- Soins buccaux et dentaires
- Soins des yeux, du nez et des oreilles (y compris instillation de gouttes)

Soins spécifiques sur ordonnance médicale - exécution et démonstration

I. Lavements

- Lavements évacuateurs/clystère
- Pose d'une canule rectale

II. Cathétérisme et sondage

- Démonstration de cathétérisme urinaire et de la pose d'une sonde à demeure sur individu de sexe féminin et masculin
- Pose d'une sonde gastrique par voies buccale et nasale

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 12.05.2026

c) Nutrition artificielle par bolus ou nutripompe

III. Injections et perfusions

- a) Injection i.m. (cuisse, bras)
- b) Injection s.c. (abdomen)
- c) Démonstration d'injection et de perfusion i.v.
- d) Raccordement de dispositifs de perfusion
- e) Ponction i.v.

IV. Lavages

- a) Lavage gastrique

V. Traitement de plaies, entretien de cathéters et autres mesures

- a) Soins de plaies et retrait de fils
- b) Soins GPE (gastrostomie percutanée endoscopique)
- c) Soins de stomies
- d) Ponction vésicale sus pubienne et retrait du matériel, soins en cas de drainage vésical sus pubien
- e) Soins de stomie trachéale


Chaque mannequin de formation aux soins infirmiers CLA est livré avec un numéro de série qui est gravé au milieu du thorax, face interne.

Toutes les pièces peuvent être commandées séparément en tant que pièces complémentaires ou de rechange.

Catégories / Arborescence

Sciences > Médecine Infirmier Soins > Soins infirmiers

Formations > BAC PRO ASSP > Pôle 1 - Ergonomie - Soins



SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

www.systemes-didactiques.fr



Systèmes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 12.05.2026



Date d'édition : 12.05.2026



Date d'édition : 12.05.2026



Produits alternatifs

Ref : EWTSOCLA23/B
CLA 23/B Mannequin enfant pour formation aux soins infirmiers
Comme CLA 23 mais peau noir



Avec ce mannequin réaliste, les aides soignants et infirmiers spécialisés en pédiatrie disposent d'un outil polyvalent qui leur permet un grand nombre d'exercices en leur offrant la possibilité de s'entraîner à la dispense de nombreux soins.

Le mannequin en matières plastiques dispose désormais de nouveaux mécanismes articulaires qui permettent d'exécuter presque tous les mouvements naturels. Il est ainsi possible d'effectuer tous les exercices et toutes les opérations de soins dans des conditions extrêmement proches de celles qui se présentent dans la réalité. Grâce à la possibilité d'échanger la paroi thoracique et abdominale, le mannequin enfant peut être utilisé tant pour l'anatomie féminine que masculine.

Les parois abdominales proposées présentent différents points d'application pour s'entraîner à la réalisation

Date d'édition : 12.05.2026

d'injections s.c. et à la dispense de soins de plaies opératoires (paroi abdominale féminine - Plaie après appendicectomie; paroi abdominale masculine - Plaie après opération d'une hernie hiatale).

Les bras et les cuisses sont pourvus de coussins pour injections.

Le bras droit peut être échangé contre un bras pour injections i.v.

Les parois abdominales comprennent

- une stomie
- des orifices pour GPE et pour ponction vésicale sus pubienne.

Exercices possibles sur le mannequin enfant pour formation aux soins infirmiers CLA

Soins généraux pratiqués

- a) Habillage/déshabillage
- b) Hygiène corporelle: soins quotidiens
- c) Manipulation sécurisée : mouvoir, coucher et positionner le patient
- d) Soins buccaux et dentaires
- e) Soins des yeux, du nez et des oreilles (y compris instillation de gouttes)

Soins spécifiques sur ordonnance médicale - exécution et démonstration

I. Lavements

- a) Lavements évacuateurs/clystère
- b) Pose d'une canule rectale

II. Cathétérisme et sondage

- a) Démonstration de cathétérisme urinaire et de la pose d'une sonde à demeure sur individu de sexe féminin et masculin
- b) Pose d'une sonde gastrique par voies buccale et nasale
- c) Nutrition artificielle par bolus ou nutripompe

III. Injections et perfusions

- a) Injection i.m. (cuisse, bras)
- b) Injection s.c. (abdomen)
- c) Démonstration d'injection et de perfusion i.v.
- d) Raccordement de dispositifs de perfusion
- e) Ponction i.v.

IV. Lavages

- a) Lavage gastrique

V. Traitement de plaies, entretien de cathéters et autres mesures

- a) Soins de plaies et retrait de fils
- b) Soins GPE (gastrostomie percutanée endoscopique)
- c) Soins de stomies
- d) Ponction vésicale sus pubienne et retrait du matériel, soins en cas de drainage vésical sus pubien
- e) Soins de stomie trachéale

Chaque mannequin de formation aux soins infirmiers CLA est livré avec un numéro de série qui est gravé au milieu du thorax, face interne.

Toutes les pièces peuvent être commandées séparément en tant que pièces complémentaires ou de rechange.

Date d'édition : 12.05.2026

Ref : EWTSOCLA23/A

CLA 23/A Mannequin enfant pour formation aux soins infirmiers

Comme CLA 23 mais correspondant à un enfant de type asiatique de 3 ans



Avec ce mannequin réaliste, les aides soignants et infirmiers spécialisés en pédiatrie disposent d'un outil polyvalent qui leur permet un grand nombre d'exercices en leur offrant la possibilité de s'entraîner à la dispense de nombreux soins.

Le mannequin en matières plastiques dispose désormais de nouveaux mécanismes articulaires qui permettent d'exécuter presque tous les mouvements naturels.

Il est ainsi possible d'effectuer tous les exercices et toutes les opérations de soins dans des conditions extrêmement proches de celles qui se présentent dans la réalité.

Grâce à la possibilité d'échanger la paroi thoracique et abdominale, le mannequin enfant peut être utilisé tant pour l'anatomie féminine que masculine.

Les parois abdominales proposées présentent différents points d'application pour s'entraîner à la réalisation d'injections s.c. et à la dispense de soins de plaies opératoires (paroi abdominale féminine - Plaie après appendicectomie; paroi abdominale masculine - Plaie après opération d'une hernie hiatale).

Les bras et les cuisses sont pourvus de coussins pour injections.

Le bras droit peut être échangé contre un bras pour injections i.v.

Les parois abdominales comprennent

- une stomie
- des orifices pour GPE et pour ponction vésicale sus pubienne.

Exercices possibles sur le mannequin enfant pour formation aux soins infirmiers CLA

Soins généraux pratiqués

- a) Habillage/déshabillage
- b) Hygiène corporelle: soins quotidiens
- c) Manipulation sécurisée : mouvoir, coucher et positionner le patient
- d) Soins buccaux et dentaires
- e) Soins des yeux, du nez et des oreilles (y compris instillation de gouttes)

Soins spécifiques sur ordonnance médicale - exécution et démonstration

I. Lavements

- a) Lavements évacuateurs/clystère
- b) Pose d'une canule rectale

II. Cathétérisme et sondage

- a) Démonstration de cathétérisme urinaire et de la pose d'une sonde à demeure sur individu de sexe féminin et masculin
- b) Pose d'une sonde gastrique par voies buccale et nasale
- c) Nutrition artificielle par bolus ou nutripompe

III. Injections et perfusions

- a) Injection i.m. (cuisse, bras)
- b) Injection s.c. (abdomen)
- c) Démonstration d'injection et de perfusion i.v.
- d) Raccordement de dispositifs de perfusion
- e) Ponction i.v.

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

www.systemes-didactiques.fr



Date d'édition : 12.05.2026

IV. Lavages

a) Lavage gastrique

V. Traitement de plaies, entretien de cathéters et autres mesures

a) Soins de plaies et retrait de fils

b) Soins GPE (gastrostomie percutanée endoscopique)

c) Soins de stomies

d) Ponction vésicale sus pubienne et retrait du matériel, soins en cas de drainage vésical sus pubien

e) Soins de stomie trachéale

Chaque mannequin de formation aux soins infirmiers CLA est livré avec un numéro de série qui est gravé au milieu du thorax, face interne.

Toutes les pièces peuvent être commandées séparément en tant que pièces complémentaires ou de rechange.

Caractéristiques

- Poids: 6 kg

- Longueur: 90 cm