

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 05.11.2025



Ref: 36132

Seringue 25 ml avec plateau récepteur

Pour initier à la notion de pression, produire des dépressions et des surpressions et pour réaliser des expériences sur la compressibilité des gaz. En l'associant à la seringue de 100 ml (36133), on obtient un rapport de section et des masses de 1 : 4. Avec plateau pour masses et ?illets pour la fixation d'un dynamomètre.

Caractéristiques techniques :

Longueur: 31 cm env.

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Mécanique > Mécanique des gaz > Modèles de pompes et seringues à gaz