

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 05.12.2025



Ref: 662190

Stéréomicroscope LH 2, éclairage incident, par transmission ou mixte, tube incliné

Inclinaison du tube de 45°, grossissement 20x et 40x à l'aide de paires d'objectifs 2x et 4x montés sur système à révolver et oculaires à grand champ 10x, réglage bilatéral, observation possible en lumière incidente, lumière transmisé et par éclairage mixte 20 W grace à un commutateur rotatif, raccordement secteur 220/230 V.

## Catégories / Arborescence

Sciences > Biologie > Produits > Microscopy > Stereomicroscopes