

Date d'édition : 08.02.2026

**Ref : EWTSOCLA8220**

**CLA 8220 Estomac avec verrou breveté**



## Options

**Ref : EWTSOCLA8/9**  
**CLA 8/9 Simulateur d'intubation**



- Formation de l'intubation (charge de l'épiglotte) et mise en place d'un tube laryngé
- Connexion de la bifurcation avec vessie pulmonaire à la trachée à l'aide d'un verrou à baïonnette
- Formation à l'utilisation d'un masque de ventilation et un sac pour la respiration
- Formation à la bronchoscopie rigide et flexible et élimination des corps étrangers aspirés par extension optionnelle de l'arbre bronchique avec structure interne anatomique (CLA 9101 et CLA 9102)
- Tête montée mobile avec zone nez et gorge et générateur de signal d'avertissement dans la mâchoire supérieure
- Corps supérieur avec supports à ressorts et membranes de contrôle, monté sur un socle avec une charnière pliante.
- Générateur de tonalité d'avertissement
- tube d'intubation
- huile silicone, flacon atomiseur à pression 250 ml
- Mode d'emploi