Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 30.10.2026



Ref : 36157

Manoscope à membrane avec manomètre à tube en U

Pour mettre en évidence que la pression dans l'eau ne dépend que de la profondeur et pas de la direction et pour étudier l'influence de la masse volumique du liquide sur la pression.
La pression est proportionnelle à la masse volumique et augmente donc au fur et à mesure que la profondeur augmente.
Capsule coiffée d'une membrane et reliée par un tube métallique au manomètre en U.
Livré avec crochet pour tourner la capsule immergée.

Caractéristiques techniques :
Diamètre de la capsule : 8 cm Longueur du tube: 30 cm

Catégories / Arborescence

Techniques > Mécanique des fluides > Principe de la dynamique des fluides > Hydrostatique
Sciences > Physique > Produits > Mécanique > Mécanique des fluides > Hydrostatique

Options

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 30.10.2026

Ref : 361575
Récipient en verre pour le manoscope pour la fixation du manoscope 361 57



Récipient en verre stable avec noix, pour la fixation du manoscope (361 57) à différentes profondeurs d'immersion.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 15 cm x 15 cm x 30 cm

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr