Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 10.11.2026

Ref : BEDK-005

Kit ADN Electrophorèse de l'ADN lambda

Analyse de l'ADN du bactériophage lambda en électrophorèse sur gel. Il est ainsi possible de comparer l'ADN lambda non coupé avec l'ADN lambda déjà coupé par des enzymes et d'attribuer les fragments d'ADN obtenus aux enzymes de restriction correspondantes.
Suffisant pour 10 expériences individuelles. Accessoires nécessaires pour verser le gel d'ADN : erlenmeyer, micro-ondes, balance de laboratoire et eau distillée.
Conservation en partie à 4°C (-18°C pour une conservation à long terme).

Contenu livré:
ADN entier
ADN digéré par les enzymes EcoRI, HindIII et par EcoRI et HindIII
Tampon TAE pour l'électrophorèse
Agarose
Solution de coloration d'ADN concentrée

Complément nécessaire:
1 207 351S Science Lab Génétique GE (Kit)
1 BEPS-002 Alimentation 300 V, 400 mA

Options

Ref : BEPS-002
Alimentation stabilisée pour la mise en service d'appareils d'électrophorèse (ADN et protéines)
tension max 300 V, 400 mA



Caractéristiques techniques:
2 sorties
Tensions : réglables par paliers jusqu'à 300 volts
Fonction minuterie 1-999 min. avec fonction alarme
Tension d'entrée 100 ; 240 volts

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr